

WATSON-GLASER III



INFORMATION GÉNÉRALE

OBJECTIF

Fournir instantanément le positionnement de la personne évaluée en lien avec sa capacité à utiliser la pensée critique.

CONTEXTE

Sélection ou pré-sélection
Développement professionnel

CLIENTÈLE VISÉE

18 ans et plus
Tous milieux de travail

FORMAT

40 questions à choix multiples

DURÉE

30 minutes

COÛT

60 \$

LANGUE DISPONIBLE

Français

TEST WATSON-GLASER III

Le Watson-Glaser III est un test psychométrique d'aptitudes. Le Watson-Glaser III procure une mesure de la pensée critique de la personne évaluée, en fonction de sa capacité à analyser de l'information écrite sous différents angles, à partir de courts textes, pour en tirer des conclusions pertinentes et logiques. À noter que le test est adapté à une population possédant un haut niveau de compétences en lecture.

DIMENSIONS ÉVALUÉES DANS LE WATSON-GLASER III

- ▶ Pensée critique
- ▶ Reconnaissance des hypothèses
- ▶ Évaluation des arguments
- ▶ Déduction

AVANTAGES

- ▶ Autonomie complète sur la plateforme conviviale d'Interpreto pour l'administration des tests et la gestion des rapports.
- ▶ Rapport généré instantanément, dès que le candidat termine son test.
- ▶ En plus de fournir le résultat global lié à la pensée critique, le rapport fournit le résultat détaillé à chacune des sous-échelles afin de cibler les besoins d'accompagnement des personnes évaluées.

QUALITÉS PSYCHOMÉTRIQUES

- ▶ Normes : Le Watson-Glaser III a été validé en 2018 auprès d'un échantillon normatif de 143 adultes actifs occupant des postes variés.
- ▶ Fidélité : Les coefficients de corrélation test-retest varient de 0,73 à 0,89, ce qui signifie que les résultats du test sont stables dans le temps (intervalle de 3 mois).
- ▶ Validité : Les coefficients de corrélation entre les résultats du Watson-Glaser III avec ceux d'autres tests de raisonnement varient entre 0,48 et 0,70 (validité convergente).